

Tomme Tippee Sangenic Twist & Click XL Luieremmer

€ 42,79

Kunststof luieremmer met speciaal afvalzakstelsysteem, door een draaibeweging worden de luiers individueel inwikkelt, waardoor geurtjes en bacteriën veilig worden weggehouden en er geen luchtjes vrij komen tijdens het openen van de emmer. De comfortabele hoogte zorgt ervoor dat u niet hoeft te bukken of naar beneden hoeft te reiken. Met een grote inhoud kan deze XL luieremmer tot 60 luiers tegelijk* bevatten. Voorzien van ergonomische handgrepen om de luieremmer makkelijk te legen. De luieremmer wordt geleverd met één vooraf geladen navulcassette. Elke navulling bevat genoeg antibacteriële folie om tot 1 maand* luiers in te wikkelen, afhankelijk van de grootte en het aantal gebruikte luiers. *Gebaseerd op het gebruik van maat 1 luiers (2-5kg).

- **Artikelcode:**5010415350145
- **Kleur:**wit, grijs
- **Formaat:** B 263 D 298 H 760



Meer informatie

Inhoud in liters	0
Model	BR 350145
Formaat	B 263 D 298 H 760
Kleur	wit, grijs
Afvalzakken	Standaard afvalzakken 5010415433909

Land van oorsprong	CN
CBS goederencode	39231090
Minimale afname	1

Netto gewicht (kg)	3.225
Bruto gewicht (kg)	0

Verpakking

Diepte	0
Breedte	0
Hoogte	0
Diameter	0
Gewicht (kg)	0

Aantal

Per verpakking	0
Per omdoos	0
Per pallet	0
Per palletlaag	0
Lagen per pallet	0

Omschrijving

Kunststof luieremmer met speciaal afvalzakstelsysteem, door een draaibeweging worden de luiers individueel inwikkelt, waardoor geurtjes en bacteriën veilig worden weggehouden en er geen luchtjes vrij komen tijdens het openen van de emmer. De comfortabele hoogte zorgt ervoor dat u niet hoeft te bukken of naar beneden hoeft te reiken. Met een grote inhoud kan deze XL luieremmer tot 60 luiers tegelijk* bevatten. Voorzien van ergonomische handgrepen om de luieremmer makkelijk te legen. De luieremmer wordt geleverd met één vooraf geladen navulcassette. Elke navulling bevat genoeg antibacteriële folie om tot 1 maand* luiers in te wikkelen, afhankelijk van de grootte en het aantal gebruikte luiers.

*Gebaseerd op het gebruik van maat 1 luiers (2-5kg).