



Carpet Freeze KAUWGOMVERWIJDERAAR


Carpet Freeze verwijdt effectief kauwgom en waxresten op alle soorten vloeren en tapijten door de kauwgom eerst te bevroren, zodat deze vervolgens met een spatel verwijderd kan worden. **Carpet Freeze** is vrij van chloorfluorkoolwaterstoffen (CKW) en chloorfluorkoolstof (CFC). De handige 500 ml sproeifles laat een nauwkeurige en selectieve toepassing toe op de kauwgomvlek.

Toepassingsgebied: Gebruiksklare kauwgombevriezer voor gebruik op tapijten, kussens, stenen, hout, tegels, liften en alle oppervlakken die tegen bevriezing bestand zijn.

- **Productiviteit** – laat geen plakkerige of uitgesmeerde restanten na
- **Doeltreffendheid** – uitstekende kauwgomverwijdering zonder het tapijt te beschadigen



GEBRUIKSAANWIJZING



1. Bekijk het hygiëneplan en het etiket van het product voor gedetailleerde informatie over het gebruik.
2. Draag wanneer u werkt met het product de aangepaste veiligheidsuitrusting.
3. Zorg dat de kauwgom volledig droog is. Maak met behulp van een mes inkervingen in de kauwgom.
4. Sproei vanop een afstand van ongeveer 3 cm Carpet Freeze op de kauwgom gedurende enkele seconden totdat de kauwgom goed bevroren is.
5. Peuter de bevroren kauwgom onmiddellijk los van het tapijt of de vloer met een spatel.
6. Stofzuig de losliggende deeltjes. Een bevroren vlek blijft tijdelijk zichtbaar, maar verdwijnt na enkele minuten. Borstel vervolgens het tapijt en stofzuig.

VOORZORGSMAATREGELEN

Test voor gebruik de vriesvastheid van het oppervlak op een onopvallende plaats. pH waarde (conc.) 6,5 – 7,5

Uitsluitend voor professioneel gebruik!

Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag.

VEILIGHEID

Zeer licht ontvlambare aerosol. Drukvat: kan bij verwarming openbarsten. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Weghouden van warmte / vonken / vlammen / warme oppervlakken. Niet roken. Lees vóór het gebruik aandachtig de aanbevelingen die vermeld zijn op het etiket en de veiligheidsinformatie van het product.

BEWARING

Te bewaren op een temperatuur tussen 0 en 25°C in de originele gesloten verpakking

VERPAKKING

6 x 500 ml: 3028120